

AP-80

Estação de Trabalho de Infusão



Especificações

Nome	Estação de Trabalho de Infusão
Modelo	AP-80
Fonte de alimentação	Fornecimento energético CA: 100-240V, 50/60 Hz Consumo de energia: 200-220 VA por módulo; máximo de 800-880 VA no total (até 4 módulos)
Quantidade de conjunto no quadro	1 to 4
Canais de combinação da bomba de seringa/infusão	1 to 16
Combinação de estações de trabalho	Duas estações AP-80 podem ser conectadas para suportar até 32 bombas
Acessórios opcionais	Controle PCA , Chamada de enfermeira, Leitor de código de barras
Condições de funcionamento	Temperatura: 5°C ~ 40°C Umidade: 15% ~ 95% RH, sem condensação Altitude de Pressão: 57.0 ~ 106.0 kPa
Condições de Armazenamento	Temperatura: -20°C ~ 55°C Umidade: 10% ~ 95% RH, non-condensing Altitude de Pressão: 22.0 ~ 107.4 kPa
Classificação	IP44
Dimensão	Módulo da estação: 292 mm × 320 mm × 216 mm (não incluindo o grampo traseiro de fixação ao pedestal) Tampa do módulo: 220 mm × 110 mm × 245 mm Base integrada: 225 mm × 85 mm × 280 mm
Peso	Módulo da estação: Aproximadamente 3.0 kg Tampa do módulo+ 1 Módulo da estação: Aproximadamente 3.9 kg Base integrada: Aproximadamente 0.75 kg

Recursos Especiais

Instalação Simplificada	Caso sejam necessários vários módulos, eles podem ser conectados facilmente sem a utilização de ferramentas adicionais.
Fixação em Suporte	Disponível com: Grampo de fixação integrado Grampo de fixação traseiro
Bateria	A tampa do módulo possui bateria de íons de lítio que fornece energia de reserva na ausência de alimentação externa.
Controle de Relé	Suporta função Relé entre as bombas conectadas à estação de trabalho.
Identificação Automática das Bombas	A estação identifica automaticamente a posição de cada bomba instalada.
Gerenciamento de Prescrições	Recebe prescrições do Sistema Central de Monitoramento de Infusão. Transmite as prescrições para as bombas conectadas. Envia informações das infusões para o sistema central.
Função de Aquecimento	Pode ser conectada a um aquecedor para aquecer os fluidos administrados ao paciente.
Integração com Sistema Central de Monitoramento	Permite conexão com o Sistema Central de Monitoramento de Infusão. Os dados transmitidos são: Dessensibilizados (sem identificação direta do paciente) Protegidos por criptografia Validados por mecanismos de verificação
Conexão com Equipamentos de Monitorização	Pode ser conectada a monitores através da porta de rede RJ45 localizada na tampa do módulo.
Conexão Cabeada	A conexão de rede com fio é suportada.
Conexão Sem Fio	Suporte para redes Wi-Fi: 2,4 GHz 5 GHz
Sincronização de Informações	Os parâmetros de infusão e os dados dos pacientes podem ser sincronizados entre as bombas e a estação de trabalho.
Controle Remoto (Opcional)	Permite operação remota através de monitor opcional.



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.



Add: Room 701, Block A, Building 7, Shenzhen International Innovation Valley, Dashi First Road, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86 755 26953369

E-mail: info@medcaptain.com

Fax: +86 755 26001651

Website: www.medcaptain.com

MEDCAPTAIN is a trade mark of Medcaptain Medical Technology Co., Ltd.

Specifications are subject to change without prior notice.

©2021 Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. All rights reserved.

AP-80 Datasheet-2P-Version 1.3-EN

DISTRIBUTOR: