



TP-100 Bomba de Prevenção de TVP

Uma solução eficaz com desempenho aprimorado e ampla gama de perneiras para prevenção de TVP

Solução Eficaz

Bomba de Prevenção de TVP
Bomba Venosa para os pés
Terapia por pressão de Ar

Desempenho Aprimorado

Pressão Pulsátil Rápida de 0,5 s
Prescrição em Circuito Fechado
Grau de Proteção IP23

Ampla Gama de Manguitos

Design Confortável
Diversas Opções de Manguitos
Múltiplos tamanhos disponíveis

Especificações

Dimensões (L×A×P)	Aproximadamente 192 mm × 243 mm × 145 mm
Tela Touch Capacitativa	Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas, resolução 800 × 480
Peso	Aproximadamente 2.4 kg (incluindo bateria padrão)
Vida útil	10 anos (exceto bateria)
Fonte de Alimentação	Bateria interna de íons de lítio; autonomia ≥ 5 horas em operação normal
Compressão Pulsátil	Compressão circunferencial; dois tipos de compressão: Consistente e Gradiente
Tipo de Compressão	Manguito para pé (tamanho P): atinge 130 mmHg em até 0,4 s. Manguito para panturrilha (tamanho M; câmara distal): atinge 45 mmHg em até 0,5 s
Sequência dos Canais	Simultânea, Canal A → B, Canal B → A
Faixa de Pressão	20 a 60 mmHg (pernas); 120 a 140 mmHg (pés)
Duração da Terapia	Faixa de ajuste: 0 a 9999 min (incremento mínimo de 1 min)
Tempo de Manutenção da Pressão	Faixa de ajuste: 0 a 5 s (incremento mínimo de 1 s; precisão ≤ ±0,5 s)
Tempo de Reenchimento Vascular	Faixa de ajuste: 20 a 70 s (incremento mínimo de 1 s; precisão ≤ ±1 s)
Modos de Terapia	4 modos (Mode 1 a Mode 4)
Métodos de Temporização	Temporização sequencial, contagem regressiva e monitoramento de conformidade
Ruído Operacional	≤58 dB(A) em operação normal
Alertas de Falha	Possui alerta de pressão excessiva (Pressão Perigosamente Alta e Pressão Alta). Quando ocorre um alerta de pressão excessiva, o equipamento interrompe a compressão e inicia a descompressão.
Tipo de Perneira Compressiva para Membros	Padrão; Conforto; Reutilizável
Registros	Armazena no mínimo 4.000 registros de operação, 4.000 registros de alarmes e 3.000 registros de terapias.

